


Wb용 Anti-Lta4H 모노클로날 항체 - P09960

품목 번호: CM0009961



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 LTA4H(류코트리엔 A4 가수분해효소)에 대한 토끼 모노클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 염증 및 지질 매개체 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	LTA4H Rabbit mAb
비고/별칭	LTA4H; leukotriene A4 hydrolase
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4048
유전자 ID	4048
면역원	인간 LTA4H (P09960)의 아미노산 501-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P09960
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백