


Wb 및 Elisa용 Anti-Lta4H 폴리클로널 항체 - P09960

품목 번호: CM0020336



소개

인간 LTA4H에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. LTA4H는 백혈구 B4 생합성 및 염증 해결에 관여하는 이중 기능 효소입니다. 염증성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LTA4H Rabbit pAb
비고/별칭	LTA4H
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4048
GeneID	4048
면역원(Immunogen)	인간 LTA4H (NP_000886.1)의 아미노산 312-611에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P09960
단백질 분자량(Protein Weight)	69kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)