


Anti-Ltb4R 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q15722

품목 번호: CM0013066



소개

LTB4R 토끼 pAb는 인간 LTB4R 유래 합성 펩타이드를 면역원으로 토끼에서 생성된 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있어 염증 및 면역 반응 연구에 활용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LTB4R 토끼 pAb
비고/별칭	BLT1; BLTR; P2Y7; GPR16; LTBRI; P2RY7; CMKRL1; LTB4R1; LTB4R
종	인간
유전자 ID	1241
면역원	인간 LTB4R (NP_001137391.1)의 아미노산 253-352번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q15722
단백질 분자량	38kDa
배송 방식	아이스 팩