

Wb, Elisa용 Anti-Ltbp3 폴리클로널 항체 - Q9Ns15

품목 번호: CM0013133

소개

WB 및 ELISA용 Anti-LTBP3 토끼 폴리클로널 항체로, 인간 및 쥐와 반응합니다. LTBP3는 세포외 기질과 관련된 TGF-베타 활성화의 핵심 조절 인자입니다. IVD 연구 및 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LTBP3 Rabbit pAb
비고/별칭	DASS; LTBP2; LTBP-3; STHAG6; pp6425; GPHYS3; LTBP3
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4054
GeneID	4054
면역원(Immunogen)	인간 LTBP3 (NP_001123616.1)의 아미노산 1004-1303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Rat
SWISS	Q9NS15
단백질 분자량	139kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)