

Anti-Ltbr Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36941

품목 번호: CM0029136



소개

인간 LTBR/TNFRSF3을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨; 쥐 및 래트와 교차 반응. 세포자멸사 및 NF-κB 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LTBR Rabbit pAb
비고/별칭	TNFCR; TNFR3; DI2S370; TNFR-RP; TNFRSF3; TNFR2-RP; LT-BETA-R; TNF-R-III; LTBR
종	인간
유전자 ID (인간)	4055
유전자 ID	4055
면역원	인간 LTBR (NP_002333.1)의 아미노산 336-435에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	P36941
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백