

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ltf Rabbit Polyclonal Antibody - P02788

품목 번호: CM0017467



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 Human LTF rabbit polyclonal antibody. 선천 면역 및 진단 연구에서 중요한 철 결합 단백질인 마우스 및 랫트 락토프레시틴(~78 kDa)과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LTF Rabbit pAb
비고/별칭	LF; HLF2; GIG12; HEL110; LTF
종	인간
유전자 ID	4057
면역원	인간 LTF (NP_002334.2)의 아미노산 21-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P02788
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백