

Wb, Elisa용 항-Luc7L2 다클론 항체 - Q9Y383

품목 번호: CM0015559

소개

WB 및 ELISA 검증을 거친 LUC7L2 대상 토끼 다클론 항체입니다. 핵 반점(nuclear speckles)에 위치하는 추정 RNA 결합 단백질인 인간 및 마우스 LUC7L2를 표적으로 하며, 스플라이싱 및 유전자 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	LUC7L2 토끼 pAb
비고/별칭	CGI-59; CGI-74; LUC7B2; LUC7L2
종	인간
GeneID (인간)	51631
GeneID	51631
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y383
단백질 무게	47kDa
배송	아이스팩