

Anti-Lumican (Lum) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P51884

품목 번호: CM0003118

소개

인간 Lumican (LUM)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차반응성을 보입니다. 세포의 기질 및 각막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Lumican (LUM) Rabbit mAb
비고/별칭	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
종	인간
GeneID (Human)	4060
GeneID	4060
면역원	인간 Lumican (LUM) (NP_002336.1)의 아미노산 212-338 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P51884
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백