

Anti-Luteinizing Hormone Subunit Beta (Lhb) 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P01229

품목 번호: CM0026537

소개

인간 LHB(황체형성호르몬 베타 서브유닛)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 생식 내분비학 및 호르몬 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LHB Rabbit pAb
비고/별칭	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; LHB
종	인간
유전자 ID (인간)	3972
유전자 ID	3972
면역원	인간 LHB (NP_000885.1)의 아미노산 62-141에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01229
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백