

항-루트로핀 서브유닛 베타(Lhb) 다클론 항체, Wb·ihc-P·elisa용 - P01229

품목 번호: CM0018742

소개

인간 루트로핀 서브유닛 베타(LHB)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 사용 가능합니다. 인간 시료에서 검증되었으며 생식 내분비학 연구에 적합합니다. 예상 분자량은 약 15 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LHB 토끼 pAb
비고/별칭	LHB; CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; lutropin subunit beta; Lutropin subunit beta
종	인간
유전자ID (인간)	3972
유전자ID	3972
면역원	인간 LHB(NP_000885.1)의 아미노산 21-141번 서열에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01229
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백