


Anti-Lxr Beta/Ner Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P55055

품목 번호: CM0026162



소개

KD 검증된 인간 LXR beta/NER (NR1H2)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 콜레스테롤 대사 및 전사 조절 연구의 웨스턴 블랏 및 ELISA 어플리케이션에 이상적입니다. SWISS: P55055.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD Validated] LXR beta/NER Rabbit pAb
비고/별칭	NER; UNR; LXRβ; LXR-b; NER-I; RIP15; NR1H2
종	인간(Human)
유전자 ID	7376
면역원	인간 LXR beta/NER (NP_009052.4)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P55055
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 백(Ice bag)