


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Lxr 베타/Ner 토끼 다클론 항체 - P55055

품목 번호: CM0023103



소개

LXR 베타/NER 토끼 다클론 항체는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 핵 수용체 및 콜레스테롤 대사 연구에서 옥시스테롤 수용체 LXR-베타를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LXR 베타/NER 토끼 pAb
비고/별칭	NER; UNR; LXRB; LXR-b; NER-I; RIP15; NRIH2
종	인간
GeneID (인간)	7376
GeneID	7376
면역원	인간 LXR 베타/NER (NP_009052.4)의 아미노산 180-260 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P55055
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩