


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Lxra 토끼 단일클론 항체 - Q13133

품목 번호: CM0011290



소개

인간 LXRα(Q13133)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. LXRα는 콜레스테롤 항상성 조절에 핵심적인 핵 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LXRα 토끼 mAb
비고/별칭	LXRA; LXR-a; RLD-1; LXRα
종	인간
유전자 ID	10062
면역원	인간 LXRα(Q13133)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13133
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스 팩