

Fc용 Anti-Ly-6G 단클론 항체 - P35461

품목 번호: CM0012463

소개

마우스 Ly-6G (Gr-1)를 표적하는 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 마우스 골수 및 기타 조직의 과립구 면역표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse Ly-6G mAb
비고/별칭	Gr1; Gr-1; Ly-6G
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	80740
GeneID	546644
항원(Immunogen)	마우스 Ly-6G (NP_001297367.1)의 아미노산 27-134에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	P35461
단백질 분자량	28kDa
운송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)