

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Ly-6G Rabbit Polyclonal Antibody - P35461

품목 번호: CM0023721

소개

Ly-6G Rabbit pAb는 WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증된 폴리클론항체입니다. 골수에서 발현되는 GPI-앵커 단백질인 마우스 Ly-6G를 특이적으로 감지하여 골수계 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Ly-6G Rabbit pAb
비고/별칭	Gr1; Gr-1; Ly-6G
종	마우스
GeneID	546644
면역원	마우스 Ly-6G (NP_001297367.1)의 아미노산 27-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P35461
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백