

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ly6E 토끼 다클론 항체 - Q16553

품목 번호: CM0018602

소개

인간 LY6E(RIG-E/SCA-2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. T세포 신호전달 및 코로나바이러스 진입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LY6E 토끼 pAb
비고/별칭	RIGE; SCA2; RIG-E; SCA-2; TSA-1; LY6E
종	인간
GeneID(인간)	4061
GeneID	4061
면역원	인간 LY6E의 아미노산 21-101에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질(NP_002337.1).
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q16553
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백