


## Anti-Ly75 (Dec-205/Cd205) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb/Elisa - O60449

품목 번호: CM0017031



### 소개

사람 LY75 (DEC-205, CD205)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 재조합 단백질(aa 216-501)에 대해 생산되었습니다. 사람과 마우스에 대한 교차 반응성을 갖춘 WB 및 ELISA 검증이 완료되었습니다. 내수작용 수용체 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수           | 값                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명            | LY75 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭          | CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6; LY75               |
| 종              | 사람                                                            |
| GeneID (Human) | 4065                                                          |
| GeneID         | 4065                                                          |
| 면역원            | 사람 LY75 (NP_002340.2)의 아미노산 216-501에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천             | 토끼                                                            |
| 범주             | 폴리클론 항체                                                       |
| 적용 분야          | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성         | 사람, 마우스                                                       |
| SWISS          | O60449                                                        |
| 단백질 분자량        | 198kDa                                                        |
| 배송             | 아이스백                                                          |