

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ly86 다클론 항체 - O95711

품목 번호: CM0030217



소개

CamelBio는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 토끼 유래 항-LY86 (MD-1) 다클론 항체를 제공합니다. 인간 및 생쥐 LY86과 반응하며, 선천성 면역 및 LPS 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LY86 토끼 pAb
비고/별칭	MD1; MD-1; MMD-1; dJ80N2.1; LY86
종	인간
GeneID (인간)	9450
GeneID	9450
면역원	인간 LY86 (NP_004262.1)의 아미노산 21-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O95711
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩