

Wb, Elisa용 항Ly86 토끼 다클론 항체 - O95711

품목 번호: CM0019856



소개

인간 LY86(MD1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 선천성 면역 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LY86 토끼 pAb
비고/별칭	MD1; MD-1; MMD-1; dj80N2.1; LY86
종	인간
유전자ID (인간)	9450
유전자ID	9450
면역원	합성 펩타이드
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O95711
단백질 분자량	18kDa
배송 방법	아이스팩