

Wb, Elisa용 항-Ly96 토끼 다클론 항체 - Q9Y6Y9

품목 번호: CM0024430



소개

인간 LY96(MD-2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. LPS/TLR4 신호 전달 및 선천성 면역 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LY96 토끼 pAb
비고/별칭	MD2; MD-2; ly-96; ESOP-1; LY96
종	인간
유전자ID (인간)	23643
유전자ID	23643
면역원	인간 LY96 (NP_056179.3)의 아미노산 19-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9Y6Y9
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백