


Wb, Elisa용 Anti-Lyn 폴리클론항체 - P07948

품목 번호: CM0023162



소개

인간 Lyn (JTK8, p53Lyn, p56Lyn)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트 샘플과 반응합니다. B-세포 신호전달 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Lyn Rabbit pAb
비고/별칭	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Lyn
종	인간
GeneID (Human)	4067
GeneID	4067
면역원	인간 Lyn의 아미노산 1-240 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_002341.1).
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07948
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백