

Anti-Lypla1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

품목 번호: CM0031032



소개

LYPLA1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 단백질 팔미토일화 및 리소포스포리피드 대사의 주요 조절자인 인간 및 마우스 아실-단백질 티오에스테라아제 1(25 kDa)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LYPLA1 Rabbit pAb
비고/별칭	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1; LYPLA1
종	인간
유전자 ID (인간)	10434
면역원	인간 LYPLA1 (NP_006321.1)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O75608
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백