

Wb, Ihc-P, Elisa용 항라이소자임(Lyz) 단클론 항체 - P61626

품목 번호: CM0003032



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 인간 라이소자임 C(LYZ)에 대한 재조합 단클론 항체입니다. 선천성 면역, 항균 방어 및 아밀로이드증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	라이소자임(LYZ) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	LZM; LYZF1; 라이소자임(LYZ)
종	인간
유전자ID (인간)	4069
유전자ID	4069
면역원	인간 라이소자임(LYZ) (NP_000230.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61626
단백질 분자량	17kDa
배송 방법	아이스백