

Wb, If-P, Elisa용 항라이소자임(Lyz) 토끼 단클론 항체 - P61626

품목 번호: CM0002221



소개

인간 라이소자임 C(LYZ)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차반응합니다. 선천성 면역 연구에서 박테리아용해 효소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	라이소자임(LYZ) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	LZM; LYZF1; 라이소자임(LYZ)
종	인간
유전자 ID(인간)	4069
면역원	합성 펩티드[인간 라이소자임(LYZ)(P61626)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P61626
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스팩