

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Lysrs/Kars 다클론 항체 - Q15046

품목 번호: CM0017049



소개

인간 LysRS/KARS (KARS1)에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. LysRS는 tRNA 아미노아실화를 촉매하고 신호 분자로 작용합니다. 연구 사용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LysRS/KARS 토끼 pAb
비고/별칭	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFNB89; LysRS/KARS
종	인간
유전자 ID (인간)	3735
면역원	인간 LysRS/LysRS/KARS (NP_005539.1)의 아미노산 298-597에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15046
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스 팩