

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Lysrs/Kars 토끼 단일클론 항체 - Q15046

품목 번호: CM0009758



소개

사람, 쥐, 랫드 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA를 사용하여 Lysyl-tRNA synthetase를 검출하기 위한 Anti-LysRS/KARS 토끼 단일클론 항체입니다. IVD 원자재 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LysRS/KARS Rabbit mAb
비고/별칭	KRS; KARS; KARS2; LLEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFN89; LysRS/KARS
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3735
GeneID	3735
면역원	제조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드
SWISS	Q15046
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스 팩