


Wb, Elisa용 Anti-Lyve1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Y5Y7

품목 번호: CM0008738



소개

인간 LYVE1(림프관 내피 히알루론산 수용체 1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. 림프 내피 세포 생물학 및 히알루로난 수송 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

사양	값
제품명	LYVE1 Rabbit mAb
비고/별칭	HAR; XLKDI; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
종	인간
유전자 ID (인간)	10894
유전자 ID	10894
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y5Y7
단백질 무게	35kDa
배송	아이스 팩