

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Lyve1 토끼 단클론 항체 - Q8Bhc0

품목 번호: CM0005050



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용 마우스 LYVE1 특이적 토끼 단클론 항체. HA 수송 및 세포 접착에 관여하는 림프관 내피 히알루론산 수용체인 마우스 및 래트 LYVE1(34kDa)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LYVE1 토끼 mAb
비고/별칭	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
종	마우스
유전자ID (인간)	10894
유전자ID	114332
면역원	마우스 Lyve1 아미노산 30-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_444477.2).
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q8BHC0
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스 팩