

Wb 및 Elisa용 Anti-Lyve1 토끼 다클로날 항체 - Q8Bhc0

품목 번호: CM0018907



소개

Lyve1 토끼 다클로날 항체는 마우스 Lyve1 (aa 30-228)에 대해 생산된 토끼 pAb로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 림프 내피 히알루론산 수용체 1의 기능과 히알루론산 수송을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Lyve1 Rabbit pAb
비고/별칭	Xlkd1; Lyve-1; Crsbp-1; 1200012G08Rik; Lyve1
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID	114332
면역원(Immunogen)	마우스 Lyve1 (NP_444477.2)의 아미노산 30-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스), Rat (랫트)
SWISS	Q8BHC0
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스백