


Anti-Lyve1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y5Y7

품목 번호: CM0025601



소개

LYVE1(림프관 내피 히알루론산 수용체 1)을 인식하는 Rabbit polyclonal antibody로 Western blot 및 ELISA 적용에 사용됩니다. 인간 및 마우스 샘플과 반응하며, 림프관 및 히알루로난 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	LYVE1 Rabbit pAb
비고/별칭	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
종	인간
GeneID (Human)	10894
GeneID	10894
면역원	인간 LYVE1 (NP_006682.2)의 아미노산 20-238에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원료	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y5Y7
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백