

Wb 및 Elisa용 항-LyZl6 다클론 항체 - O75951

품목 번호: CM0016900

소개

인간 LYZL6을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 생식 및 항미생물 연구에 적합하며, 고환 및 정자 샘플에서 약 17 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LYZL6 토끼 pAb
비고/별칭	LYC1; LYZB; UNQ754; PRO1485; TKAL754; HEL-S-6a; LYZL6
종	인간
유전자 ID (인간)	57151
면역원	인간 LYZL6 (NP_065159.1)의 아미노산 20-148에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75951
단백질 분자량	17kDa
배송 방법	아이스백