

Wb, Elisa용 항-Lztr1 토끼 다클론 항체 - Q8N653

품목 번호: CM0024950



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 LZTR1 토끼 다클론 항체. Ras-MAPK 신호전달을 조절하는 BCR E3 유비퀴틴 리가아제 복합체의 기질 특이적 어댑터인 인간, 마우스, 래트 LZTR1을 검출합니다. 종양학 및 신경발달 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LZTR1 토끼 pAb
비고/별칭	NS2; NS10; BTBD29; LZTR-1; SWNTS2; LZTR1
종	인간
GeneID (인간)	8216
GeneID	8216
면역원	인간 LZTR1 (NP_006758.2)의 아미노산 300-545에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N653
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백