

Wb 및 Elisa용 Anti-Lzts2 토끼 다클론 항체 - Q9Brk4

품목 번호: CM0014863

소개

미세소관 절단과 Wnt 신호 전달의 음성 조절자인 인간 LZTS2(LAPSER1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LZTS2 토끼 pAb
비고/별칭	LAPSER1; LZTS2
종	인간
GeneID	84445
면역원	인간 LZTS2(NP_115805.1)의 아미노산 470-669에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 제조 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응 종	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BRK4
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스팩