


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-M6Pr 다클론 항체 - P20645

품목 번호: CM0021125



소개

CamelBio는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 항-M6PR 다클론 항체를 제공하며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 리소좀 효소 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증완료] M6PR 토끼 pAb
비고/별칭	SMPR; MPR46; CD-MPR; MPR 46; MPR-46; CD-M6PR; PR
종	인간
GeneID	4074
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20645
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스팩