


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-MacroH2A.1 단클론 항체 - O75367

품목 번호: CM0008132



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 재조합 토끼 단클론 macroH2A.1 항체입니다. 전사 억제 및 NAD<sup>+</sup> 대사에 관여하는 변이 히스톤인 인간, 마우스 및 래트 macroH2A.1을 검출합니다. 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | macroH2A.1 토끼 mAb                                                         |
| 비고/별칭       | H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2AI; H2AFI2M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1 |
| 종           | 인간                                                                        |
| GeneID (인간) | 9555                                                                      |
| GeneID      | 9555                                                                      |
| 면역원         | 합성 펩타이드: 인간 macroH2A.1 (O75367)의 아미노산 200-300 범위 서열에 해당하는 합성 펩타이드         |
| 기원          | 토끼                                                                        |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                                    |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                  |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                               |
| SWISS       | O75367                                                                    |
| 단백질 분자량     | 39kDa                                                                     |
| 배송          | 아이스백                                                                      |