


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-MacroH2A.1 폴리클로날 항체 - O75367

품목 번호: CM0021307



소개

전사 억제, X 염색체 불활성화 및 NAD⁺ 대사에 관여하는 변형 히스톤인 macroH2A.1 (H2AFY)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드의 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] macroH2A.1 Rabbit pAb
비고/별칭	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	9555
유전자 ID	9555
면역원	사람 macroH2A.1 (NP_613258.2)의 아미노산 123-372에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	O75367
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백 (Ice bag)