


Anti-MacroH2A.1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - O75367

품목 번호: CM0021345



소개

사람 macroH2A.1 (H2AFY)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람 및 쥐 아이소폼을 인식합니다. 전사 억제 및 크로마틴 리모델링에 관여하는 코어 히스톤 변이체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	macroH2A.1 Rabbit pAb
비고/별칭	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; macroH2A.1
종(Species)	사람(Human)
GeneID	9555
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 macroH2A.1 (NP_613258.2)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	O75367
단백질 분자량(Protein Weight)	39kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)