


Wb, Elisa용 Anti-Mad1L1 다클론 항체 - Q9Y6D9

품목 번호: CM0020113



소개

WB 및 ELISA용 인간 MAD1L1 표적 토끼 다클론 항체; 랫드와 교차 반응합니다. 방추체 조립 체크포인트, 염색체 분리 및 유사분열 체크포인트 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAD1L1 토끼 pAb
비고/별칭	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1L1
종	인간
GeneID (인간)	8379
GeneID	8379
면역원	인간 MAD1L1의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드(NP_003541.2)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	Q9Y6D9
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스팩