


Wb, Elisa용 Anti-Mad1/Mad1L1 토끼 단일클론 항체 - Q9Y6D9

품목 번호: CM0010956



소개

인간 MAD1/MAD1L1 (MAD1, TXBP181)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 MAD1을 모두 검출하며, 방추체 체크포인트 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAD1/MAD1L1 Rabbit mAb
비고/별칭	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	8379
GeneID	8379
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 (Synthetic Peptide)
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스)
SWISS	Q9Y6D9
단백질 분자량	83kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)