

Wb용 Anti-Mad2B/Mad2L2 폴리클로날 항체 - Q9Ui95

품목 번호: CM0026857



소개

MAD2B/MAD2L2 (REV7)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 사람 및 마우스에서 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 이 유사 분열 방추 체크포인트 단백질은 DNA 손상 복구 및 손상 건너뛰기 합성(translesion synthesis)에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAD2B/MAD2L2 Rabbit pAb
비고/별칭	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	10459
GeneID	10459
면역원	사람 MAD2B/MAD2L2 (NP_006332.3)의 아미노산 1-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q9Ui95
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)