


Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mad2L1Bp Rabbit Monoclonal Antibody - Q15013

품목 번호: CM0002860



소개

인간 MAD2L1BP (p31(comet))에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스와 반응함. 방추체 검문점 및 세포 주기 연구에 적합.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MAD2L1BP Rabbit mAb
비고/별칭	CMT2; MAD2L1BP
종	인간
유전자 ID (인간)	9587
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15013
단백질 무게	31kDa
배송	아이스팩