

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mad2/Mad2L1 폴리클로날 항체 - Q13257

품목 번호: CM0019242



소개

사람 MAD2/MAD2L1을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, 중요한 유사분열 검문점 단백질입니다. IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 사람, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 세포 주기 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAD2/MAD2L1 Rabbit pAb
비고/별칭	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
종	사람
GeneID (사람)	4085
GeneID	4085
면역원	사람 MAD2/MAD2/MAD2L1 (NP_002349.1)의 아미노산 1-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q13257
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백