

Anti-Mad2/Mad2L1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q13257

품목 번호: CM0023365



소개

유사분열 방추체 체크포인트 단백질인 인간 MAD2/MAD2L1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포주기 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAD2/MAD2L1 토끼 pAb
비고/별칭	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
종	인간
유전자ID (인간)	4085
유전자ID	4085
면역원	인간 MAD2/MAD2L1 (NP_002349.1)의 아미노산 1-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13257
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스 팩