

Wb, Elisa용 Anti-Madcam-1 폴리클로날 항체 - Q61826

품목 번호: CM0020470

소개

마우스 MAdCAM-1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 점막 주소 세포 부착 분자 1(mucosal addressin cell adhesion molecule 1)을 표적으로 하며, 이는 점막 조직으로의 림프구 귀소(homing)를 조절하는 핵심 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAdCAM-1 Rabbit pAb
비고/별칭	MAdCAM-1
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID	17123
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q61826
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스백