

Wb, Elisa용 Anti-Maf1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9H063

품목 번호: CM0015668



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 Anti-MAF1 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 사람 및 마우스 MAF1(RNA 중합효소 III 전사의 억제제)를 타겟으로 합니다. 예상 분자량은 29kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAF1 Rabbit pAb
비고/별칭	MAF1; MAF1 homolog
종(Species)	사람(Human)
Gene ID	84232
면역원(Immunogen)	사람 MAF1 (NP_115648.2)의 아미노산 1-256에 해당하는 재조합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9H063
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)