


Wb 및 Elisa용 항-Mafa 다클론 항체 - Q8Nhw3

품목 번호: CM0022342



소개

WB, ELISA에서 검증된 토끼 유래 항-MAFA 다클론 항체로, 마우스와 교차 반응합니다. 인슐린 유전자 발현에 관여하는 전사인자 MafA(37 kDa)를 표적으로 하며, 당뇨병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAFA 토끼 pAb
비고/별칭	INSDM; hMafA; RIPE3b1; MAFA
종	인간
유전자 ID (인간)	389692
유전자 ID	389692
면역원	인간 MAFA (NP_963883.2)의 아미노산 269-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8NHW3
단백질 분자량	37kDa
배송 방식	아이스백