

Wb 및 Elisa용 Anti-Maff 토끼 다클론 항체 - Q9Ul9

품목 번호: CM0017895

소개

이 Anti-MAFF 토끼 다클론 항체는 인간 전사 인자 MafF를 검출하며, 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 유전자 조절, 옥시토신 수용체 발현 및 세포 스트레스 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAFF 토끼 pAb
비고/별칭	U-MAF; hMafF; MAFF
종	인간
유전자 ID	23764
면역원	인간 MAFF(NP_036455.1)의 아미노산 75-164에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9ULX9
단백질 중량	18kDa
배송	아이스팩