

Wb, Elisa용 항-Mag 단클론 항체 - P20916

품목 번호: CM0010473

소개

미엘린 연관 당단백질(MAG/Siglec-4a)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 신경과학 및 미엘린화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAG 토끼 단클론 항체
비고/별칭	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
종	인간
유전자ID (인간)	4099
유전자ID	4099
면역원	합성 펩타이드 인간 MAG (P20916)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P20916
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스 팩