

Wb, Ihc-P, If-F, Ip, Elisa용 항-Mag 단클론 항체 - P20916

품목 번호: CM0006245

소개

인간 MAG(미엘린 연관 당단백질)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF-F, IP, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 신경생물학 및 미엘린화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAG 토끼 mAb
비고/별칭	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A
종	인간
유전자ID (인간)	4099
유전자ID	4099
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-F, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20916
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백