

Wb 및 Elisa용 항-Mag (미엘린 연관 당단백질) 다클론 항체 - P20916

품목 번호: CM0025248

소개

인간 MAG(미엘린 연관 당단백질, Siglec-4a)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 생쥐와 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 신경과학 및 미엘린화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAG 토끼 pAb
비고/별칭	GMA; S-MAG; SPG75; SIGLEC4A; SIGLEC-4A; MAG
종	인간
유전자ID (인간)	4099
유전자ID	4099
면역원	인간 MAG (P20916)의 아미노산 20-220에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P20916
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스 팩